

## HEPES 溶液(1mol/L,pH7.2)

### 产品简介:

HEPES 即 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid, 中文名称 N-(2-羟乙基)哌嗪-N'-2 磺酸, 分子式为  $C_8H_{18}N_2O_4S$ , 分子量为 238.31, CAS Number 7365-45-9, 对细胞无毒性作用, 是一种非离子两性缓冲剂, 能有效控制 pH 值在 6.8~8.2 范围, 尤其在 pH7.2~7.4 具有较好的缓冲能力, 终浓度一般为 10~50mmol/L, 培养液内含 20mmol/L HEPES 即可达到较好的缓冲能力, 优点是在开放式培养或细胞观察时能维持较恒定 pH 值。

Leagene HEPES 溶液(1mol/L,pH7.2)是一种常用溶液, pH 值为 7.2, 经过滤除菌处理, 直接加入到培养基中即可。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成:

名称	编号	CC0064	Storage
	HEPES Solution (1mol/L, pH7.2)		100ml
使用说明书			1 份

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、根据具体实验要求操作。
- 2、一般工作终浓度为 10~50mmol/L, 最常用的浓度为 10mmol/L, 即稀释 100 倍使用。

### 注意事项:

- 1、注意无菌操作, 尽量避免污染。
- 2、本品易被细菌污染, 可分装后-20°C保存, 可延长保质期。
- 3、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。
- 4、高浓度 HEPES 对某些细胞可能有一定毒性。
- 5、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 12 个月有效; 低温运输, -20°C保存。

**相关产品:**

产品编号	产品名称
CC0007	磷酸缓冲盐溶液(10×PBS,无钙镁)
DH0006	苏木素伊红(HE)染色液(醇溶)
DP0011	GUS 染色液
TC0699	植物总糖和还原糖检测试剂盒(DNS 比色法)