

## Rakoff 染色液

### 产品简介:

细胞学常规染色有巴氏(Papanicolaou)染色、Rakoff 染色、姬姆萨染色等, Papanicolaou 染色和 Rakoff 染色均可用于检测阴道上皮雌激素水平。

Rakoff 染色液由淡绿、伊红等组成, 操作简单, 经常用于临床阴道细胞学涂片快速测定雌激素水平。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成:

名称	编号	DA0120	DA0120	Storage
	Rakoff Stain		100ml	500ml
使用说明书		1 份		

### 自备材料:

- 1、 细胞刷、试管、载玻片
- 2、 生理盐水

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、 用细胞刷沿阴道侧壁刷取黏膜鳞状上皮细胞, 放入装有 1~2ml 生理盐水的试管内。
- 2、 在试管内滴入 3~5 滴 Rakoff Stain, 并轻轻混匀。
- 3、 取 1~2 滴混合液于载玻片上, 制成细胞涂片。
- 4、 待涂片干燥, 中性树胶封片。

### 染色结果:

嗜酸性细胞质	粉红色
● 嗜碱性细胞质	淡绿色
角化细胞固缩核	不着色

### 注意事项:

- 1、 细胞涂片时应注意使细胞均匀。
- 2、 试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。
- 3、 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 12 个月有效。

**相关产品:**

产品编号	产品名称
DA0086	巴氏染色液(Papanicolaou EA36)
DC0032	Masson 三色染色液
DF0111	组织固定液(10% NBF)
DH0006	苏木素伊红(HE)染色液(醇溶)
DL0001	苏丹IV染色液
PW0040	Western blot 一抗稀释液
TE0002	碱性磷酸酶(ALP)检测试剂盒(PNP 微板法)