

皂化液

产品简介:

Leagene 皂化液主要由乙醇、强碱等组成。皂化属于化学修饰和阻断法的一种, 其原理是利用含酒精的碱性溶液裂解耐酶唾液酸等中的 O-乙酰基, O-乙酰基的去除及唾液酸侧链羟基的形成恢复了唾液酸对 PAS 的反应性, 皂化技术也被用于逆转甲基化, 即裂解甲基化过程中形成的甲基酯键, 重新形成羧基。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	Storage
	DZ0150	
皂化液	100ml	RT
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考):

1、按实验具体要求操作, 一般室温处理 30min。

注意事项:

- 1、需要阳性对照片以便验证甲基化程序的有效性。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 12 个月有效。

相关产品:

产品编号	产品名称
DC0032	Masson 三色染色液
DF0111	组织固定液(10% NBF)
DG0005	糖原 PAS 染色液
DM0007	瑞氏-姬姆萨复合染色液
PE0103	Acr-Bis(30%,29:1)
PS0013	RIPA 裂解液(强)
TC1243	甘油三脂(TG)检测试剂盒(GPO-PAP 单试剂比色法)