

## Western 转移缓冲液(10×)

### 产品简介:

Western 转移缓冲液又称蛋白印迹转移缓冲液或转膜缓冲液, 适用于 Western Blot 实验中把蛋白质转移到 PVDF 膜或硝酸纤维素(NC)膜上, 以便进行抗体的孵育和下游实验。

Leagene Western 转移缓冲液(10×)主要成分为 Tris、甘氨酸等, 不含甲醇, 不适用于把蛋白质转移到尼龙膜上, 该试剂为 10×溶液。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成:

名称	编号	PW0039	Storage
	Western 转移缓冲液(10×)		500ml
使用说明书		1 份	

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、按 Western 转移缓冲液(10×): 甲醇: 蒸馏水=1: 2: 7 的比例, 配制 1×转移工作液。
- 2、大多数蛋白质转移, 应置于 4°C进行, 以防止蛋白降解。

### 注意事项:

- 1、密闭保存, 开启后尽快用完。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

**有效期:** 12 个月有效。

### 相关产品:

产品编号	产品名称
DC0032	Masson 三色染色液
PS0013	RIPA 裂解液(强)
PT0013	考马斯亮蓝快速染色液
PW0053	Western 抗体洗脱液(碱性)
PW0060	通用显影液
PW0084	丽春红 S 染色储存液(10×Ponceau S)
TO1013	丙二醛(MDA)检测试剂盒(TBA 比色法)