

Tris-MOPS-SDS 电泳缓冲液(20×,pH8.3)

产品简介：

Tris-MOPS-SDS 电泳缓冲液(20×,pH8.3)由 Tris、MOPS、SDS 等组成，用于分离蛋白和多肽，其在 25°C 的 pH 值接近 8.3，使用时需用蒸馏水或去离子水稀释至 1×后使用。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

名称	编号	PE0084	Storage
Tris-MOPS-SDS 电泳缓冲液(20×,pH8.3)		500ml	4°C 避光
使用说明书			1 份

操作步骤(仅供参考)：

1、用蒸馏水或去离子水稀释到 1×后，在电泳装置内加入 Tris-MOPS-SDS 电泳缓冲液，装配。

注意事项：

- 1、如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

有效期：6 个月有效。常温运输，4°C 保存。