

## LB Lennox 培养基

### 产品简介:

B Lennox 培养基是在经典 LB 培养基基础上, 经过 Lennox 改良, 使氯化钠的含量减半, 可以用于各种细菌培养, 常与盐敏感性抗菌素联合使用, 是分子生物学常规试剂。

Leagene LB Lennox 培养基由胰蛋白胨、酵母提取物、氯化钠组成, 经 15psi 高压灭菌 20min。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成:

名称	编号	CM0002	Storage
	LB Lennox 培养基		500ml
使用说明书			1 份

### 操作步骤(仅供参考):

1、根据实验具体要求操作, 加入合适的抗菌素和菌种进行培养。

### 注意事项:

- 1、注意无菌操作, 尽量避免污染。
- 2、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。
- 3、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 6 个月有效。低温运输, 4°C 保存。

### 相关产品:

产品编号	产品名称
CA0005	氨苄青霉素溶液(Ampicillin,50mg/ml)
DA0057	甲苯胺蓝染色液(1%,硼酸盐法)
DH0006	苏木素伊红(HE)染色液(醇溶)
NE0011	CTAB 抽提液
NH0053	变性鲑鱼精 DNA(10mg/ml)
PE0018	SDS-PAGE 凝胶配制试剂盒
TC0713	葡萄糖检测试剂盒(GOD-POD 比色法)