

肉汤培养基(2×CM)

产品简介:

肉汤培养基(CM)含有一般细菌生长繁殖所需要的最基本的营养物质,是最经典的细菌培养基之一,简称CM培养基,可以用于各种细菌培养。

Leagene 肉汤培养基(2×CM)主要由1%牛肉膏、2%蛋白胨、1%氯化钠组成,pH值为7.2~7.4,经15psi高压灭菌20min,多用于细菌的培养。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

| 名称 | 编号 | CM0373 | Storage |
|-------|-------------|--------|---------|
| | 肉汤培养基(2×CM) | | 500ml |
| 使用说明书 | | 1份 | |

操作步骤(仅供参考):

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、取4ml肉汤培养后的菌液,接种于4ml肉汤培养基(2×CM)中,置于37℃培养过夜。进行后续实验。

注意事项:

- 1、注意无菌操作,尽量避免污染。
- 2、试剂开封后请尽快使用,以防影响后续实验效果。
- 3、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。低温运输,4℃保存。

相关产品:

| 产品编号 | 产品名称 |
|--------|-----------------------------|
| CA0005 | 氨苄青霉素溶液(Ampicillin,50mg/ml) |
| CM0025 | SOC培养基(PH7.0) |
| DH0006 | 苏木素伊红(HE)染色液(醇溶) |
| NR0003 | Lezol(总RNA提取试剂) |
| PE0018 | SDS-PAGE凝胶配制试剂盒 |
| TC1167 | 尿素(Urea)检测试剂盒(脲酶波氏比色法) |