

## 蔗糖咪唑溶液(0.4mol/L,pH7.0)

### 产品简介:

蔗糖咪唑溶液(0.4mol/L,pH7.0)由 0.4M 蔗糖、2mMEDTA、25mM 咪唑等组成, pH 值约为 7.0, 主要用于从酵母细胞中分离质膜。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成:

名称	编号	
	CS0127	Storage
蔗糖咪唑溶液(0.4mol/L,pH7.0)	100ml	4°C
使用说明书	1 份	

### 操作步骤(仅供参考):

1、根据实验具体要求操作, 预冷至 4°C 使用。

### 注意事项:

- 1、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 6 个月有效。低温运输, 4°C 保存。

### 相关产品:

产品编号	产品名称
CC0007	磷酸缓冲盐溶液(10×PBS,无钙镁)
CC0130	胰蛋白酶-EDTA 溶液(0.25%:0.02%)
CS0001	ACK 红细胞裂解液(ACK Lysis Buffer)
DC0032	Masson 三色染色液
DF0111	组织固定液(10% NBF)
NR0003	Lezol(总 RNA 提取试剂)
PT0001	BCA 蛋白定量试剂盒
TC0713	葡萄糖检测试剂盒(GOD-POD 比色法)