

HEPES-CHAPS 缓冲液(pH7.5)

产品简介:

HEPES-CHAPS 缓冲液主要由 25mM HEPES、DTT、0.1%CHAPS、蛋白酶抑制剂等组成, pH 值约为 7.5, 多用于 Caspase 分析。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	
	CT0015	Storage
HEPES-CHAPS 缓冲液(pH7.5)	100ml	-20°C
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考):

- 1、根据实验要求操作。

注意事项:

- 1、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月有效。低温运输, -20°C 保存。

相关产品:

产品编号	产品名称
CC0130	胰蛋白酶-EDTA 溶液(0.25%:0.02%)
CS0001	ACK 红细胞裂解液(ACK Lysis Buffer)
DC0032	Masson 三色染色液
NR0003	Lezol(总 RNA 提取试剂)
TO1013	丙二醛(MDA)检测试剂盒(TBA 比色法)