

## 詹纳斯绿 B 染色液(0.2%)

### 产品简介:

詹纳斯绿 B(Janus Green B)又称健那绿, 是一种活体染色剂, 专一用于线粒体的染色, 染色原理是其与线粒体中细胞色素 C 氧化酶结合, 从而出现蓝绿色。

Leagene 詹纳斯绿 B 染色液(0.2%)由詹纳斯绿 B、某盐、去离子水等组成, 染色过程中务必保持所取的材料活性, 并且迅速操作。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成:

名称	编号	DZ0010	Storage
	詹纳斯绿 B 染色液(0.2%)		10ml
使用说明书			1 份

### 操作步骤(仅供参考):

- 按实验具体要求操作。
- 取新鲜提取的线粒体与詹纳斯绿 B 染色液(0.2%)等量混合, 一般染色 1 ~ 3min, 根据不同样本染色而异。

### 注意事项:

- 染色的线粒体应是新鲜提取, 尽快染色, 一般 2h 内全部完成。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

**有效期:** 12 个月有效。常温运输, 4°C 保存。

### 相关产品:

产品编号	产品名称
CZ0061	台氏液(Tyrode's Solution)
DC0032	Masson 三色染色液
DM0007	瑞氏-姬姆萨复合染色液
PT0013	考马斯亮蓝快速染色液
PW0053	Western 抗体洗脱液(碱性)
TO1013	丙二醛(MDA)检测试剂盒(TBA 比色法)