

## PBS 磷酸盐粉剂(0.01mol/L,pH7.2-7.4)

### 产品简介:

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致, 具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用, 可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

Leagene PBS 磷酸盐粉剂(0.01mol/L,pH7.2-7.4)主要由磷酸氢二盐、磷酸二氢盐组成, 含少量氯化钠, 不含钙离子和镁离子, 溶解于水后 pH 值为 7.2~7.4, 主要用于免疫组化、组织切片或其他常规用途。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成:

名称	编号	IH0134	IH0134	Storage
	PBS 磷酸盐粉剂(0.01mol/L,pH7.2-7.4)		1L	10×1L
使用说明书			1份	

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、取 PBS 磷酸盐粉剂 1 份, 溶解于去离子水或蒸馏水。
- 2、如需无菌, 可 121°C 高压灭菌 20min。

### 注意事项:

- 1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

**有效期:** 24 个月有效。

### 相关产品:

产品编号	产品名称
CC0005	磷酸缓冲盐溶液(1×PBS,无钙镁)
CS0001	ACK 红细胞裂解液(ACK Lysis Buffer)
DF0111	中性福尔马林固定液(10%)
DM0007	瑞氏-姬姆萨复合染色液
PE0103	Acr-Bis(30%,29:1)
PW0040	Western blot 一抗稀释液
TC1213	总胆固醇(TC)检测试剂盒(COD-PAP 单试剂比色法)