

STET 裂解液(pH8.0)

产品简介:

STET 裂解液(pH8.0)由 100mM NaCl、10mM Tris、Triton X-100 以及微量 EDTA 组成, 不含蔗糖, 可用于裂解和抽提 DNA 等。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	Storage
	ND0027	
STET 裂解液(pH8.0)	100ml	RT
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考):

- 1、按实验具体要求操作。

注意事项:

- 1、如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 12 个月有效。

相关产品:

产品编号	产品名称
DG0005	糖原 PAS 染色液
NH0053	变性鲑鱼精 DNA(10mg/ml)
NR0001	DEPC 处理水(0.1%)
NR0040	RNase A(10mg/ml)
PW0040	Western blot 一抗稀释液
PW0082	丽春红 S 染色液(1×Ponceau S)
TC1243	甘油三脂(TG)检测试剂盒(GPO-PAP 单试剂比色法)