

Tween20/TBS 溶液(20×TBST,pH8.0)

产品简介:

Tris 缓冲盐溶液简称 TBS, 属于常规 pH 缓冲液, 常用于清洗 Western Blot 中蛋白印迹膜, 或者配制封闭液, 是常用分子生物学试剂。在 TBS 的基础上加入一定比例的 Tween 20, 能够大大增强 TBS 的洗涤作用。

Leagene Tween20/TBS 溶液(20×TBST,pH8.0)主要成分为 Tris-HCl(pH8.0)、氯化钠 Tween 20、防腐剂等, pH 值约为 8.0, 主要用于 Western Blot 中 PVDF、NC 膜的洗涤, 亦可作为封闭液的基础试剂。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	PW0028	Storage
	Tween20/TBS 溶液(20×TBST,pH8.0)		500ml
使用说明书			1 份

操作步骤(仅供参考):

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、一般稀释至 1×, 进行下游实验。
- 3、清洗膜时, 每次 5~10min, 重复 3 次。

注意事项:

- 1、如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 12 个月有效。

相关产品:

产品编号	产品名称
NR0003	Lezol(总 RNA 提取试剂)
PE0103	Acr-Bis(30%,29:1)
PW0034	Western 转移缓冲液(NC,PVDF)
PW0040	Western blot 一抗稀释液
PW0084	丽春红 S 染色储存液(10×Ponceau S)
TO1013	丙二醛(MDA)检测试剂盒(TBA 比色法)